




全自動セルソーター  
SH800S/MA900



フローセル：ディスポ  
サンプルラインも簡単に交換

全自動セルソーターSH800S/MA900は、すべての調整を自動化。誰でも簡単に測定が及びソーティングが可能です。また、フローセルをディスポ化し常に新しい流路で実験を開始できます。60umまでの大きい径のサンプルのソートも可能となりました。細胞以外に、ゲルビーズやエマルジョンを使用したアプリケーションも交えて、ソニーセルソーターをご紹介いたします。

## テクニカルセミナー

日時：2026年7月21日(火)  
1回目：13時～14時  
2回目：17時～18時

場所：大阪大学CiDER棟共創スペース（7-9階吹抜け）  
または、Web（Microsoft Teams）

内容：  
・ 手動調整を排除した自動キャリブレーションの原理  
・ 細胞、サンプルに応じたノズル径の選択基準とアプリケーション  
・ 直径60umまで対応した大径粒子ソーティングの実例

講師：ソニー株式会社 学術課 井上剛希

参加登録  
はこちら →



<https://forms.cloud.microsoft/r/cz4dYwvu3t>

【製品に関するお問合せ】  
ソニー株式会社  
ライフサイエンス営業部  
三森 浩平  
Kohei.Mimori@sony.com

【本セミナーに関するお問合せ】  
大阪大学  
感染症総合教育研究拠点（CiDER）  
共用実験室 原 英之  
info.coref@cider.osaka-u.ac.jp  
06-6879-8877