



MACSQuant[®] Tyto[®]

ミルテニーバイオテックの次世代セルソーター MACSQuant Tytoをご紹介します。

装置本体には流路がなく、ディスポーザブルのカートリッジ内でフローソーティングが完結します。

誰でも簡単に取り扱えるシンプルな操作性に加え、ドロップレットを形成しないエアロゾルフリーの安全なソーティングが可能になります。デモンストレーションにて、MACSQuant Tytoによるユニークなソーティング原理、簡便な設定/操作性能をこの機会にぜひご体感ください。



カートリッジサイズ (L×W×H) 30 x 95 x 50 mm




要・参加登録
参加登録はこちら



空間生物学の可能性を最大限に引き出す

MACSima[™] Platform

- 完全自動の染色・撮影・消去サイクル
- 技術基盤は蛍光標識抗体を用いた、直接染色法
- 2500+のすぐに使用できる検証済み蛍光標識抗体
- カスタム抗体プレートによる簡素化された測定系
- あらゆる種類の固定サンプルでも適用



開催日時：2026年 7月 10日（金） 16:00 – 17:00

開催方法：CiDER棟共創スペース（7-9階吹き抜け）

オンライン(Microsoft Teams)

ハイブリット開催

説明演者：小川 文昭・西 崇亮

